







Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng / Action to the Community Development Institute

Dự án/Project: “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật - II - Raising voices creating opportunities - II”






DANH SÁCH DỤNG CỤ DỰ KIẾN MUA SẴM







Địa điểm thực hiện/Location: Trường ĐH Y tế công cộng Hà Nội


Thời gian tiến hành/ Implementation time: Tháng 6/2023 - Tháng 7/2023







STT/ No	Mục chi/ Item	Đ.vị tính/ Unit	Số lượng Quantity	Ghi chú/Note	Hình ảnh tham khảo
1	Xe Lăn Tiêu Chuẩn Inox	Chiếc	02	Kích thước tham khảo: '- Kích thước (phủ bì): Dài: 1000mm, Rộng: 630mm, Cao: 900mm, Nặng 17.5 kg - Kích thước ghế ngồi: Rộng: 400mm, Sâu 450mm, Cao: 450mm	
2	Giường Bobath	Chiếc	1	Giường tập PHCN -Bobath (sắt) - có thể xếp gọn - Khung sườn sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc similý - KT: 200x200x50cm (+/- sai số 5%), nệm dày 5cm <	
3	Ghế ngồi tắm khu vực vệ sinh	Chiếc	1		
4	Thảm chống trượt	Chiếc	5		
5	Lược chải đầu	Chiếc	2	- Lược và bàn chải là loại được thiết kế cho người khuyết tật, chỉ sử dụng 1 tay hoặc có hạn chế VD khớp vai, chỉ trên	
6	Bàn chải đánh răng	Chiếc	2	'- Hỗ trợ tập luyện chức năng sinh hoạt, chỉ trên (Khớp vai, khuỷu, cổ tay) trong động tác chải đầu, đánh răng	







Dụng cụ lượng giá chức năng, test, tập thích nghi







STT/ No	Mục chi/ Item	Đ.vị tính/ Unit	Số lượng Quantity	Ghi chú/Note	Hình ảnh tham khảo
7	Đồng hồ đo lực nắm <i>Jamar Hydraulic Hand Dynamometer</i>	Chiếc	1	- Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chỉ trên cho NB - Lực kế có tay cầm có thể điều chỉnh để cho phép người dùng định lượng độ bám cho các vật có kích thước khác nhau, phù hợp với kích cỡ tay nhỏ và lớn hơn, với năm vị trí cầm từ 1,375" đến 3,375"	
8	Đồng hồ đo lực kẹp thủy lực <i>Mechanical or Hydraulic Pinch Gauges</i>	Chiếc	1	- Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chỉ trên cho NB - Thông số tham khảo: +) công suất 50 pound. +) Thiết bị có thân màu đen và đồng hồ đo tương tự 2-1/2" +) sử dụng hệ thống thủy lực để đảm bảo sự thuận tiện, độ chính xác và độ lặp lại của phép đo	
9	Bộ tập 2 3 đầu ngón tay <i>Hộp bóng chèn đầu ngón tay/Finger Inserting Ball box</i>	Bộ	1	Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chỉ trên cho NB - Kích thước: 42×27×10cm	
10	Hộp test block and block	Bộ	1	- Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chỉ trên cho NB	
11	Thử nghiệm test 9 lỗ <i>Peg 9-Hole Testset</i>	Bộ	1	- Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chỉ trên cho NB - Gồm: +) bảng chốt, 9 chốt và đồng hồ bấm giờ để tính thời gian +) Dể làm sạch bằng chất khử trùng để sử dụng hợp vệ sinh +) Bảng chốt có kích thước 31,1cm x 26cm x 4,3cm	

STT/ No	Mục chi/ Item	Đ.vị tính/ Unit	Số lượng Quantity	Ghi chú/Note	Hình ảnh tham khảo
12	Bộ đánh giá ARAT test <i>ARAT (Action Research Arm Test)</i>	Bộ	1	- Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên cho NB - Kích thước: +) Kích thước vỏ: 750(W)×130(D)×400(H)mm +) Kích thước khi mở ra) 750(W)×840(D)×400(H)mm +) Cân nặng: 11,5kg - Gồm: +) Khối gỗ (10cm, 7.5cm, 5cm, 2.5cm) +) Cricket ball (đường kính 7,5cm) +) Đá mài mòn +) Kính (2) +) Chốt và giá đỡ chốt (lớn/nhỏ) +) Thùng kim loại và nắp đậy +) Bóng kim loại +) Đá hoa	
13	Giường điện khám và tập vận động	Chiếc	1	- Sử dụng để khám, lượng giá và tập thích nghi các chức năng vận động, sinh hoạt cho NB (TH BN tổn thương tủy cổ có hạ HA tư thế) - Thông số kỹ thuật: - KT: D200 x R60 x C(47-87)cm (+/- sai số 5%) - Khối lượng: 65 kg - Tải trọng: Tối đa 180kg. - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily.	
14	Bộ dụng cụ khám + tập luyện Hoạt động trị liệu	Bộ	1	'- Các đồ dùng này do kỹ thuật viên chủ động thiết kế theo nhu cầu luyện tập của người bệnh - Khám đánh giá và tập thích nghi cổ bàn tay, chi trên cho NB, tập các bài tập Hoạt động trị liệu và giảng dạy TH cho SV	
15	Khung tập đi xếp gọn	Chiếc	2	- Hỗ trợ đánh giá và tập thích nghi chức năng di chuyển, đứng lên, ngồi xuống cho NB	
16	Khung tập đi cho người khuyết tật	Chiếc	2	Hỗ trợ đánh giá và tập thích nghi chức năng di chuyển, đứng lên, ngồi xuống cho NB	
17	Gậy chống (2 cái), gậy 3 chân (2 cái)	Chiếc	4	Hỗ trợ đánh giá và tập thích nghi chức năng di chuyển, đứng lên, ngồi xuống cho NB	

STT/ No	Mục chi/ Item	Đ.vị tính/ Unit	Số lượng Quantity	Ghi chú/Note	Hình ảnh tham khảo
18	Thiết bị xoay khớp vai (loại bánh xe)	Chiếc	1	Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng tầm vận động khớp vai	
19	Thang tập tầm khớp vai và ngón tay	Chiếc	1	Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng tầm vận động khớp vai	
20	Dụng cụ tập quay cổ tay	Chiếc	1	Đánh giá và tập luyện thích nghi, tăng tầm vận động khớp cổ tay cho NB	 <div data-bbox="1235 779 1523 884"> <p>DỤNG CỤ GẬP DUỖI KHỚP CỔ TAY MÃ SP: MV-QX2-02 Thương hiệu: MOVING Cải thiện phạm vi chuyển động cổ tay, tập luyện cơ bắp tay Size: 58,5*20*26cm MV-QX2-02</p> </div>
21	Dụng cụ tập gập – duỗi khớp cổ tay	Chiếc	1	Đánh giá và tập thích nghi, tăng tầm vận động khớp cổ tay cho NB	 <div data-bbox="1235 898 1523 1024"> <p>DỤNG CỤ XOAY KHỚP CỔ TAY MÃ SP: MV-WQS-02 Thương hiệu: MOVING Cải thiện phạm vi chuyển động cổ tay, tập luyện cơ bắp tay Size: 62*22*26cm Phạm vi điều chỉnh đệm cánh tay: 0-7cm Phạm vi điều chỉnh từ trục, quay đến cán xoay: 0-13cm MV-WQS-02</p> </div>
22	Ròng rọc gắn tường	Chiếc	1	Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng tầm vận động khớp vai	 <div data-bbox="1247 1129 1507 1262"> <p>RÒNG RỌC GẮN TƯỜNG MÃ SP: MV-HDL-01 Thương hiệu: MOVING Luyện tập khớp vai Kích thước: 70*15*150cm Điều chỉnh hỗ trợ nặng 0-50cm Tải trọng: 15kg MV-HDL-01</p> </div> <div data-bbox="1247 1289 1507 1423"> <p>RÒNG RỌC ĐƠN MÃ SP: MV-HDL-02 Thương hiệu: MOVING Luyện tập khớp vai Kích thước: 39*6*20cm Tải trọng: 10kg MV-HDL-02</p> </div>
23	Kìm bóp tay có lót mềm	Chiếc	5		
24	Dụng cụ lượng giá chức năng chi trên (khớp khuỷu + vai) <i>Máy tập ép chi trên</i>	Chiếc	1	- Thông số kỹ thuật: +) 70×53×56~70cm +) Điều chỉnh độ dốc 30°~45° +) Phạm vi kéo 36 cm	

STT/ No	Mục chi/ Item	Đ.vị tính/ Unit	Số lượng Quantity	Ghi chú/Note	Hình ảnh tham khảo
25	Hộp tập kết hợp chức năng bàn tay	Bộ	2	Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng sức mạnh cơ khớp bàn ngón tay, cổ tay	
26	Bàn lăn massage chân tay	Chiếc	2	Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng sức mạnh cơ khớp bàn ngón tay, cổ tay	
27	Bộ dụng cụ tập phối hợp ngón tay	Bộ	2	Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng sức mạnh cơ khớp bàn ngón tay, cổ tay, vận động thô và tinh cổ, bàn ngón tay	
28	Thiết bị lượng giá và tập luyện phối hợp chi trên	Chiếc	2	Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh bàn ngón tay	
29	Thiết bị lượng giá và tập luyện linh hoạt khớp cổ tay, bàn ngón tay	Chiếc	2	Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh bàn ngón tay	
30	Bàn tập lượng giá cơ bàn tay và ngón tay	Bộ	2	- Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh bàn ngón tay	

STT/ No	Mục chi/ Item	Đ.vị tính/ Unit	Số lượng Quantity	Ghi chú/Note	Hình ảnh tham khảo
31	Bộ đồ chơi ổng đất nặn 10 màu Play Doh	Chiếc	10	Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh bàn ngón tay	
32	Bộ dụng cụ tập thả bóng và rút thẻ que	Bộ	2	Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh bàn ngón tay	
33	Bóng cao su tập tay	Chiếc	10	Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh bàn ngón tay	
34	Đũa kẹp	Chiếc	5	Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên, ăn, gấp đồ cho NB	
35	Cốc uống nước có quai	Chiếc	5	Tập thích nghi, cải thiện chức năng sinh hoạt, chi trên và uống nước cho NB	
36	Bát ăn	Chiếc	5	Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên, ăn và rửa dụng thìa cho NB	

STT/ No	Mục chi/ Item	Đ.vị tính/ Unit	Số lượng Quantity	Ghi chú/Note	Hình ảnh tham khảo
37	Thìa và Dĩa có đai	Bộ	5	Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên, ăn và sửa dụng thìa cho NB	 
38	Thớt đĩnh	Chiếc	2	Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên, cách sửa dụng dao và thái đồ	 
39	Dụng cụ tập sinh hoạt hằng ngày	Bộ	2	Khám lượng giá và hỗ trợ tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên cho NB	
40	Bàn luyện tập gỗ (loại bàn Hoạt động trị liệu), gồm: 1 bàn và 4 ghế	Chiếc	1	<p>- Chiều cao của bàn đảm bảo người ngồi xe lăn có thể sử dụng mà không vướng chân</p> <p>- Sử dụng loại bàn góc bo tròn, để tránh va chạm gây nguy hiểm</p>	
Tổng		Chiếc	97		